
Subject: Abtastsystem PE

Posted by [Elektron](#) on Mon, 02 Feb 2015 09:37:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leut,

bräuchte mal wieder Hilfe bei einem Perpetuum Ebner Kristallsystem.

Die Nadel sitzt nicht richtig weil vermutlich etwas fehlt wie in den Bildern zusehen ist ?

Die Nadel selbst hat zwei Stifte wobei der eine hinten in einer Art Gel befestigt sitzt und beim vorderen Stift sollte er doch irgendwie in einem Material (Gummi o.Ä.)sitzen um den Kristall im Inneren zu bewegen ?

Hier ein paar Bilder vom Nadelträger:

File Attachments

- 1) [System.jpg](#), downloaded 998 times
 - 2) [Nadel.jpg](#), downloaded 950 times
 - 3) [Nadel_System.jpg](#), downloaded 1012 times
 - 4) [System_Oben.jpg](#), downloaded 915 times
 - 5) [System_Unten.jpg](#), downloaded 911 times
-